



Comment faire le test d'Hemoccult en pratique ?

- En prélevant 3 échantillons de selles sur les mêmes selles
- En prélevant 2 échantillons de selles sur 3 selles consécutives

Comment faire le test d'Hemoccult en pratique ?

- En prélevant 3 échantillons de selles sur les mêmes selles
- En prélevant 2 échantillons de selles sur 3 selles consécutives**



Le test est constitué d'une pochette contenant 3 plaquettes avec 2 fenêtres, et de 6 spatules.

Il faut prélever 2 échantillons de selles sur 3 selles consécutives, soient 6 dépôts sur une plaquette de test

Il est nécessaire d'analyser 3 selles consécutives car les lésions saignent de façon intermittente.



Comment faire le test d'Hemocult en pratique ?

- Déposer un récipient propre et sec au fond de la cuvette
- Ne rien ajouter



Comment faire le test ?



Déposer un récipient propre et sec au fond de la cuvette



L'échantillon de selles doit être prélevé dans **un endroit propre et sec** : il ne doit pas être en contact avec de l'eau, ou de l'eau de Javel (déposer un récipient ou un sac plastique au fond d'une cuvette).

La lecture du test d'Hemoccult est visuelle. En cas de contact avec de l'eau de javel, le test devient bleu. Cette couleur bleue peut troubler le lecteur.



Ne rien ajouter



Quelle précaution alimentaire doit-on prendre avant de faire le test d'Hemoccult ?

- Aucune
- Ne pas manger de viande rouge
- Ne pas manger d'aliments riches en fer
- Ne pas manger de boudin

Quelle précaution alimentaire doit-on prendre avant de faire le test d'Hemoccult ?

Aucune



Deux éléments peuvent provoquer une difficulté lors de la lecture du test :
le boudin et les thérapeutiques à base de fer. Ces deux éléments engendrent des selles noires : il peut être alors **difficile pour un lecteur inexpérimenté** de différencier les couleurs bleue/gris obtenues respectivement pour un test positif et un test négatif.

- Ne pas manger de viande rouge
- Ne pas manger d'aliments riches en fer
- Ne pas manger de boudin



Quel échantillon de selles doit-on prélever ?

- Prélever un fragment de la taille d'un petit pois
- Prélever un fragment de la taille d'une pointe d'aiguille
- Prélever un fragment de la taille d'une lentille
- Prélever un fragment de la taille d'un pois chiche

Quel échantillon de selles doit-on prélever ?

- Prélever un fragment de la taille d'un petit pois
- Prélever un fragment de la taille d'une pointe d'aiguille
- Prélever un fragment de la taille d'une petite lentille**



Il s'agit de prélever un fragment de selles de la taille d'une lentille et de l'appliquer sur la fenêtre A.
 Sur les même selles, avec une autre spatule, il faut prélever un fragment de la taille d'une lentille, à un autre endroit des selles et l'appliquer sur la fenêtre B.

- Prélever un fragment de la taille d'un petit pois chiche



Comment utiliser le test d'Hemocult en pratique ?

- ➔ **Conserver les plaquettes à température ambiante dans un endroit sec ; ne mettre les plaquettes dans le sachet plastique ou aluminisé qu'au moment de les envoyer.**
- ➔ **Éviter de réaliser le test en période de règles (risque très faible de contamination des selles) ou en cas de prise de vitamine C (risque de faux négatif).**
- ➔ **La prise d'aspirine à petite dose (effet anti-agrégant) ne représente pas une contre indication au test au gaïac.**