


COMO FAZER O TESTE ?

Se você recebeu a carta que o/a convida a fazer o teste com as duas etiquetas, siga as etapas 1 e 2, depois passe para a etapa 3.


Se você não recebeu a carta, passe diretamente para a etapa 1bis abaixo.




1 Cole a grande etiqueta sobre a ficha de identificação que se encontra na aba central do kit, depois preencha essa ficha.



2 Sobre a pequena etiqueta, indique a data de realização do teste. Cole-a no lado plano do tubo sobre as menções “Nome” e “Data” já inscritas.



1 bis Preencha cuidadosamente a ficha de identificação e sua etiqueta que se encontram na aba central do kit.



2 bis Cole a etiqueta no lado plano do tubo sobre as menções “Nome” e “Data” já inscritas. Depois passe para a etapa 3.



3 Cole o papel de colheita das fezes sobre o assento do vaso sanitário com os adesivos. Apoie levemente sobre o centro do papel para criar uma pequena profundidade.


IMPORTANTE: para que o teste tenha resultados corretos, as fezes não devem entrar em contato com líquido nenhum (urina, água sanitária...).




4 Abra o tubo, girando a tampa.




5 Com a haste, esfregue a superfície que contém as fezes em diversos lugares.



6 A parte estriada da haste deve ficar coberta de fezes.



7 Feche bem o tubo e agite-o energeticamente.



8 Verifique se a etiqueta está devidamente colada no tubo.

Coloque o tubo dentro do envelope protetor.



9 Coloque no envelope T:
• O envelope protetor que contém o tubo,
• a ficha de identificação preenchida

Feche o envelope.



10 O envelope T deve ser enviado no mais tardar 24 horas depois da realização do teste.

Os resultados serão enviados pelo correio em até 15 dias. Caso deseje recebê-los pela Internet, favor inscrever-se no site www.resultat-depistage.fr

+ INFORMACOES

- Com seu médico.
- No site Sure-cancer.fr, rubrica “Dépistage”.
- Telefonando ao **0 805 123 124** (preço de uma ligação local), de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 9h às 14 horas.
- Nos organismos encarregados de detecção em seu departamento.

PERGUNTAS FREQUENTES

- Qual é o prazo de utilização do teste. A data de expiração está indicada no tubo.
- Eu perdi o tubo/O tubo está estragado. O que devo fazer? Solicite um novo teste a seu médico.
- A colheita não decorreu corretamente. O que devo fazer? Entre em contato com seu médico ou com o organismo encarregado de detecção em seu departamento. Ele ou ela o/a aconselhará e lhe dará um novo teste.

